

Bougies de dilatation



➤ DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Gallieni – 93170 Bagnole Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : life@lifeurope.com Site Internet : www.lifeurope.com	Correspondant matériovigilance Responsable qualité Tél : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com
---	---

➤ INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :


Bougies de dilatation

6 Bougies de dilatation endoscopique, avec marqueurs radio-opaques et indicateurs de calibration.

Contenu :

- 6 bougies de dilatation
- 1 fil guide
- 1 écouvillon de nettoyage

Le tout dans une mallette de rangement



Indication : les bougies sont utilisées pour la dilatation de l'appareil digestif et du cardia.


Dimensions des bougies :

Longueur :

- 85 cm


Diamètres extérieurs des 6 bougies :

- 5 mm
- 7 mm
- 9 mm
- 11 mm
- 13 mm
- 15 mm



Référence

CJ-Bougies



Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **1 jeu de 6 bougies**

Type d'emballage individuel : **Boite rigide**

Compatibilité autre matériel : Utilisation en endoscopies digestives

Produit de classe I - Fabriqué par Changzhou JiuHong (Chine) - Marquage CE accordé par TUV, N° d'organisme : 0197 - Sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : consulter la notice

➤ INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux :

Bougies : PVC
 Fil guide : Nitinol
 Ressort : Acier inoxydable (SUS304)

Présence de :

Latex : ☐ Oui ☒ Non
 Produit d'origine animale : ☐ Oui ☒ Non
 PVC : ☒ Oui ☐ Non
 Phtalate et DEHP : ☒ Oui ☐ Non
 Bisphenol A : ☐ Oui ☒ Non



Stérilité :

Stérile : ☐ Oui ☒ Non

Mode de stérilisation : Commercialisé non stérile



Nettoyer et stériliser avant utilisation, pour cela consulter la notice d'utilisation et les recommandations de votre établissement pour le nettoyage et la désinfection des endoscopes.

Nombre d'utilisations : /

Conservation :

Conditions de conservation: Conserver à température ambiante contrôlée

A l'abri de toute atmosphère corrosive

Durée de péremption : 3 ans

Autres données :

Classement GMDN : 11254

Présence d'un code barre : ☒ Oui ☐ Non

Référentiel utilisé : ☐ HIBC ☒ GS1-128 – EAN13

Avec les informations :

Référence : ☒ Oui ☐ Non

N° de lot : ☐ Oui ☒ Non

Date de péremption : ☐ Oui ☒ Non

Utilisation :

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice



Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice

Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant:

Fabricant: CHANGZHOU JIUHONG MEDICAL INSTRUMENT Co., Ltd

Pays : République populaire de Chine

Marquage CE

Marquage CE accordé par TUV Rheinland, N° d'organisme : 0197

Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexes II.3 et V.3

Produit de classe I – Autocertification et Déclaration de conformité éditée par le fabricant